



# Phago'scope APA test strips



**Testy paskowe do kontroli poziomu  
kwasu nadciężnego w roztworze  
roboczym PHAGO'SCOPE APA**



**1**

Zamocz pole testowe paska w roztworze na 1 sekundę.



**2**

Wstrząśnij paskiem w celu pozbycia się nadmiaru płynu.



**3**

Odczytaj wynik po 10 sekundach.



**4**

WYNIK POZYTYWNY - jednolita zmiana koloru pola testowego.



**5**

WYNIK NEGATYWNY - brak koloru, niejednolita zmiana koloru pola testowego - należy wymienić roztwór na nowy.



**6**

Nie odczytuj wyniku po upływie 15 sekund!

**Testy po otwarciu opakowania pozostają stabilne do końca  
terminu ważności w temperaturze pokojowej pod warunkiem  
szczelnego zamykania pojemnika po każdym wyjęciu testu.**

## OPAKOWANIA

**Phago'scope APA test strips - 100 szt.**

Nr kat. wewn. - 5804

## DYSTRYBUTOR W POLSCE:

**MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.**  
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska  
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna - opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2106-01

## WYTWÓRCA:

**Christeyns France**  
31 rue de la Maladrie  
44120 Vertou • Francja  
christeyns.com • phagogene.fr