


Perifix® mocowanie wraz z opatrunkiem zabezpieczającym cewnik

Zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo i wygodę



Regionalna Anestezjologia

Prosty sposób mocowania cewników
stosowanych w regionalnej anestezjologii

Perifix® mocowanie wraz z opatrunkiem zabezpieczającym cewnik

Regionalna Anestezjologia

Perifix® element mocujący, łączy łatwość założenia z bezpieczeństwem utrzymania cewnika.

Możliwość ruchu cewnika po założeniu elementu mocującego zostaje wyeliminowana.

Kontrola miejsca wkłucia jest możliwa bez ryzyka zmiany położenia cewnika.

Wszystko czego potrzebujecie dla łatwego i bezpiecznego zamocowania cewnika to:

Perifix® mocowanie wraz z opatrunkiem zabezpieczającym cewnik.



Łatwa kontrola miejsca wkłucia dzięki cechom foliowego elementu mocującego.



Płaski kształt zapewnia duży komfort dla pacjenta.

Pełen zestaw mocujący cewnik

Płaski pierścień mocujący



Foliowy opatrunek ze środkową częścią pozbawioną kleju

Korzyści dla użytkownika

- Płaski pierścień mocujący:** zapewnia bezpieczne i łatwe mocowanie zapobiegające wysunięciu cewnika
- Foliowy opatrunek ze środkową częścią pozbawioną kleju:**
 - zapewnia wygodną ochronę miejsca wkłucia
 - może być łatwo wymieniony bez ryzyka poruszenia cewnika

Zastosowanie wyrobu: Mocowanie cewnika do skóry zapobiegając jego przemieszczaniu oraz ochrona miejsca, w którym cewnik przebija skórę, przed zanieczyszczeniem.

B. BRAUN
SHARING EXPERTISE

Nazwa produktu	Nr katalogowy	Minimalne zamówienie (szt)
Perifix® pełen zestaw mocujący cewnik	4511200	25
Perifix® foliowy opatrunek ze środkową częścią pozbawioną kleju	4511201	25

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: 61 44 20 100
Fax: 61 44 23 936
www.bbraunpl