

DualCap[®]

System dezynfekcji i zabezpieczenia



Unikalna konstrukcja systemów koreczków dezynfekcyjnych
do stosowania z konektorami luer


DUALCAP® System dezynfekcji i zabezpieczenia




SZYBKIE I CIĄGŁE ZABEZPIECZENIE

System DualCap™ dezynfekuje konektory luer i zawory bezigłowe w **30 SEKUND** zapewniając barierę antykontaminacyjną do **7 DNI**

Szybka i Automatyczna Dezynfekcja

Zagłębienie korka i gąbka nasączona jest 70% alkoholem isopropylenowym — zapewniając dostarczenie dezynfekatu do wszystkich krytycznych powierzchni



Numer katalogowy	Opis produktu
450-LB	Koreczek dezynfekcyjny jednorazowego użytku do stosowania z żeńskimi portami Luer zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (pojedynczy koreczek, sterylny). Pakowane pojedynczo. 
550-LB	Koreczki dezynfekcyjne jednorazowego użytku do stosowania z żeńskimi portami Luer zapewniające skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 koreczków na zbiorczym listku) 
660-DB	Koreczki dezynfekcyjne jednorazowego użytku do stosowania z męskimi portami Luer zapewniające skuteczną barierę przeciwbakteryjną (5 koreczków na zbiorczym listku) 

DualCap™- system z koreczkiem dezynfekcyjnym zapewnia szczelną ochronę po założeniu na łącznik, jest unikalnym rozwiązaniem zapewniającym barierę przeciwbakteryjną zabezpieczającą przed zakażeniami wywołanymi przez *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida glabrata* i *Candida albicans* stworzonym do stosowania z portami igłowymi i bezigłowymi Luer Lock oraz dla linii z męskimi konektorami typu Luer.

REFERENCES

1. DualCap® IV Pole Strips™ Disinfectant Caps for Male Luers and Luer Access Valves Instructions for Use. Catheter Connections.
2. Avomeen Analytical Services, Testing Report prepared for Catheter Connections, October 2013.
3. Drews FA. An Evaluation of Methods to Reduce IV Catheter Related Bloodstream Infections (Program No. 9-369, APIC 2013 Annual Meeting Scientific Abstracts).
4. Lopansri BK, et al. Does the Partner Matter? (SHEA 2011, Paper 4539).



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.208.4300
1.800.35.MERIT

merit.com

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

Australia
+61 (0) 3 8373 4943

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Brazil
+55 11 4561 - 0062

Canada
1.800.364.4370

China
+86-10 8561 0788

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Hong Kong
+852-2207 6888

India
+91-80-41223376

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Korea
+8210 2205 0707

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Spain
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 22 518 02 30

(Français)
+41 22 518 02 52

(Italiano)
+41 22 518 00 35

UK
0800 973 115