




Pojedyncze zestawy TruWave do monitorowania ciśnienia

Numer katalogowy	Długość A (cm)	Długość B (cm)	Długość C (cm)	Długość D (cm)	Wielkość opakowania	Cechy szczególne
T001619A	30	-	-	-	20	-
T100202A	90	15	-	-	20	-
PX260	120	30	-	-	10	-
PX272	150	30	-	-	10	-
PX284	180	30	-	-	10	-
T001631A	120	30	-	-	20	-
T001645A	150	15	-	-	20	Wyposażony w drugi zawór odcinający za przetwornikiem TruWave
T005002A	150	30	-	-	20	Wyposażony w zawory odcinające po obu stronach przetwornika TruWave, kompatybilny z systemem pętli
PXMK2041	150	30	-	-	10	-
T001775A	180	15	-	-	20	-
T441T01C	210	15	-	-	20	-
T433803A	180	30	180	-	20	Możliwość przełączania pomiędzy ciągłym pomiarem ciśnienia tętniczego i żylnego
T005052A	180	30	-	-	20	Wyposażony w drugi zawór odcinający za przetwornikiem TruWave
T005004A	-	-	120	30	20	Wyposażony w zawory odcinające po obu stronach przetwornika TruWave, kompatybilny z systemem pętli
T005086A	-	-	210	-	20	Wyposażony w zawory odcinające po obu stronach przetwornika TruWave, kompatybilny z systemem pętli



Pojedynczy