

FILTR MECHANICZNY HEPA

Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA I WILGOCI (HME)



Filtr oddechowy mechaniczny HEPA 13 z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME dla dorosłych, o wysokiej skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej i grzybiczej. Warstwa filtrująca mechaniczna, hydrofobowa, ułożona w kształcie pofałdowanej harmonijki z dystanserami utrzymującymi listki równolegle ułożone, skutecznie zapobiegająca gromadzeniu się wilgoci w układach oddechowych, nieprzepuszczalny dla cieczy. Wyraźnie wydzielona osobna warstwa celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci. Niskie opory przepływu. Obudowa filtra przezroczysta, bez ostrych krawędzi. Zastosowanie: do zabezpieczania układów oddechowych, respiratorów, aparatów do znieczuleń, resuscytatorów, na blokach operacyjnych, OIT.

PARAMETRY

Typ filtracji	mechaniczny
Membrana filtracyjna mechaniczna	celulozowa, plisowana, harmonijkowa
Wymiennik ciepła i wilgoci	wydzielony, celulozowy
Powierzchnia wymiennika ciepła i wilgoci	2100cm ²
Powierzchnia filtracji	720 cm ²
Skuteczność filtracji bakteryjnej	>99,999999 %
Skuteczność filtracji wirusowej	>99,999999 %
Skuteczność filtracji wirusowej WZW C, HCV, HIV, Tbc	>99,99999%,
Skuteczność filtracji wg NaCl	≥ 99,9792%
Skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym	100%
Objętość oddechowa	200 - 1500 ml obsługuje objętość 200-1500ml
Martwa przestrzeń	50 ml
Wydajność nawilżania przy VT 500	37,5 mg/ l H ₂ O
Wydajność nawilżania przy VT 250	38,2 mg/ l H ₂ O
Utrata wilgoci przy Vt 500 ml,	5,0 mg H ₂ O/litr
Skuteczność termiczna przy VT 500 ml,	33,4 °C
Opór przepływu	0,85 cm H ₂ O przy 30 l/min 2,00 cm H ₂ O przy 60 l/min 3,60 cm H ₂ O przy 90 l/min

Złącza proste 22F/15M-22M/15F

Waga 47 g

Port kapno luer lock z zakręcanym koreczkiem/ port CO₂

Port dokujący

Nie zawiera latexu, PVC i ftalanów (w tym DEHP)

Zalecany czas stosowania 24 h (możliwość do 48 godzin)

Wyrób medyczny jednorazowego użytku

Indywidualnie pakowany. Pojedyncze opakowanie papier-folia, trwałe i szczelne, umożliwiające otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych / po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzielania.

Na opakowaniu dane producenta, nazwa produktu, nr katalogowy, nr serii, data produkcji, data ważności, objętość oddechowa

Sterylny. Sterylizowany tlenkiem etylenu

N r k a t a l o g o w y **RB02-A21L**

Producent
Yangzhou Beswin Medical

Importeur
Medox Pro Sp. z o.o. Sp.k.

BeswinMed

medox
PRO