

# **Bonree Medical Co., Ltd.**

## **Rurka Guedela**

### **Opis wyrobu:**

- jednorazowego użytku
- jałowy
- niepirogenny
- nietoksyczny
- rurka wyprofilowana, z zaobloną krawędzią, co zmniejsza niepożądane skutki mechanicznego uszkodzenia narządu
- utrzymuje drożność dróg oddechowych części ustnej gardła u pacjentów nieprzytomnych
- końcówka łącznika kodowana kolorem w zależności od rozmiaru, wzmocniona celem zabezpieczenia przed przegryzieniem
- opakowanie foliowe
- nie zawiera ftalanów
- wykonany z PE

### **Rozmiary :**

40mm / 000  
50mm / 00  
60mm / 0  
70mm / 1  
80mm / 2  
90mm / 3  
100mm / 4  
110mm / 5  
120mm / 6



Nr katalogowy: nie stosowany

Opakowanie: dostępny na sztuki

## KARTA KATALOGOWA

Instrukcja użycia: Przy pomocy szpatułki wkładać rurkę do tylnej części gardła, otworem skierowanym w stronę podniebienia. W ostatniej fazie obrócić rurkę o 180 stopni wokół osi tak, by krzywizna rurki uniemożliwiła przemieszczenie się języka w stronę gardła blokując drogi oddechowe.