

[logo] OneLife

DEKLARACJA KOMPATYBILNOŚCI ZE ŚRODKAMI DEZYNFEKCYJNYMI

Środki myjące **Medizyme Foam, Medizyme 3Plus i Medizyme 5Plus** są odpowiednio zaprojektowane do rutynowego i korekcyjnego czyszczenia takich urządzeń medycznych jak endoskopy i narzędzia chirurgiczne. Są one:

- o pH neutralnym
- enzymatyczne
- bakteriostatyczne

Ich kompatybilność z innymi środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi powszechnie używanymi do reprocessingu endoskopów oraz materiałów, z których wykonane są endoskopy została dokładnie przetestowana zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym wyrobów medycznych. Działania niepożądane po zmieszaniu środków Medizyme z innymi środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi są mało prawdopodobne.

W szczególności zgodność środków myjących Medizyme ze środkami dezynfekującymi na bazie kwasu nadoctowego, nadtlenu wodoru, aldehydu glutarowego lub dowolnej ich kombinacji jest potwierdzona przez OneLife S.A. **Medizyme Foam, Medizyme 3Plus i Medizyme 5Plus** są kompatybilne z produktami Christeyns Phago'scope APA i Phagocide D.

Data:
23 kwietnia 2020

Podpis:
[nieczytelny podpis]
Martine WEICKMANS
Product & Application Manager

[dane kontaktowe w języku francuskim]