



Sterisol Sense Liquid Soap


Preparat w postaci emulsji
do mycia rąk przed higieniczną
i chirurgiczną dezynfekcją rąk.

- zawiera łagodne składniki myjące
- przebadany dermatologicznie oraz alergologicznie
- posiada substancje nawilżające

Kosmetyk – wpis do CPNP
nr 3719328

Sterisol Sense Liquid Soap

Preparat w postaci emulsji do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk.



PODSTAWOWE CECHY

- delikatna emulsja o neutralnym dla skóry pH
- przebadany dermatologicznie oraz alergologicznie – posiada certyfikat Allergy Certified
- dodatek substancji nawilżających chroni skórę przed wysuszeniem podczas częstego mycia rąk
- dedykowany również do mycia ciała
- preparat certyfikowany Nordic Swan, tzn. Nordycką Etykieta Ekologiczną, ponieważ jest przyjazny dla środowiska na etapie produkcji, użytkowania oraz utylizacji
- preparat konfekcjonowany w systemie zamkniętym – w hermetycznych, jednorazowych workach z unikalnym zintegrowanym systemem dozowania, bez możliwości dolewania preparatu

INSTRUKCJA UŻYCIA

- **Mycie rąk przed higieniczną dezynfekcją rąk:** zwilżyć ręce letnią, bieżącą wodą; nanieść preparat i dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni skóry rąk (zgodnie z techniką zawartą w wytycznych WHO dotyczących higieny rąk w opiece zdrowotnej); myć dokładnie nie krócej niż 30 sekund; następnie ręce dokładnie spłukać pod bieżącą wodą i osuszyć jednorazowym ręcznikiem.
 - **Mycie rąk przed chirurgiczną dezynfekcją rąk:** zwilżyć ręce letnią, bieżącą wodą; nanieść preparat i dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni skóry rąk i przedramion (zgodnie z techniką zawartą w wytycznych WHO dotyczących higieny rąk w opiece zdrowotnej); myć dokładnie a następnie ręce i przedramiona dokładnie spłukać pod bieżącą wodą i osuszyć jednorazowym/jałowym ręcznikiem.
- UWAGA! Podczas mycia i spłukiwania ręce powinny znajdować się w położeniu powyżej łokci.

Produkt dostępny w wersji zapachowej i bezzapachowej.

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o.: 2306-02

SKŁADNIKI/INGREDIENTS

substancje myjące, nawilżające (humektant), zagęszczające, regulator pH, woda

OPAKOWANIA

Sterisol Sense Liquid Soap: worek – 700 ml

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Dozownik ścienny Sterisol z plastikowym ramieniem dozującym

Dozownik ścienny Sterisol z metalowym ramieniem dozującym

Dozownik ścienny Sterisol automatyczny

WYTWÓRCA:

Sterisol AB
BOX 149
592 23 Vadstena • Szwecja
sterisol.se