



# Cewniki pępowinowe

Kody

Opakowanie / Karton

**270**  
15/225

## Kaniuła pępkowa


Cewnik z kontrastującego w rtg PVC może być używany zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczy (mierzenie ciśnienia, wstrzykiwania, podawanie leków, pobieranie próbek krwi, wymienne transfuzje itp.) Oznaczenia co centymetr od 5cm do 25cm.

Elastyczny, termowrażliwy materiał z otwartymi i zaokrąglonymi dystalnymi końcówkami chroniącymi przed urazem naczynia.

Wybór 6 różnych średnic

Fr: 3,5\*-04-05-06-07-08-długość 40 cm.

\* do zamówienia pod kodem 270.03



Kaniuła pępkowa (PVC)

**1270**

8/120  
20/180

## Poliuretanowa kaniuła pępkowa

Cewnik z kontrastującego w rtg PUR może być używany zarówno jako cewnik dożylny jak i dotętniczy. Dostarczany razem z kranikiem typu Luer - Lock posiadającym barwne oznaczenie (czerwony-niebieski), wskazujące na położenie cewnika w żyłę lub tętnicy.

Numeryczne oznakowania od dystalnego końca co 1 cm, od 4 do 25 cm.

- Poliuretan nie wchodzi w reakcje z krwią (zmniejszone ryzyko zakrzepicy)


- Może być pozostawiony dłużej niż cewnik z PVC - do 14 dni w żyłę- przy prawidłowym położeniu.

Fr 2,5\* (długość 30 cm) - Fr: 3,5\* (długość 40 cm)

\* do zamówienia pod kodem 1270.02, 1270.03

Fr 4, 5, 8 - długość 40 cm.

do zamówienia pod kodem 1270.04, 1270.05, 1270.08



Kaniuła pępkowa (PUR)

**1272/1274**

10/150

## Poliuretanowa kaniuła o podwójnym świetle

Dożylny cewnik z kontrastującego w rtg poliuretanu z dystalnym i bocznym oczkiem oraz zaokrągloną końcówką dystalną.

Numeryczne oznakowania od dystalnego końca od 4 do 20 cm (kod 1272.14)

i od 4 do 25 cm (kody 1274.14 i 1274.17).

Proksymalny dren przedłużający z PUR o długości 5cm z zaciskiem.

- Zmniejsza konieczność stosowania wkłuc obwodowych, co wiąże się z większym komfortem noworodka.

Umieszczone w sztywnym tubalnym opakowaniu.

Kaniuła o podwójnym świetle

KOD	XRO (PUR) Cewnik				Przepływ (ml/min)		Objętość (ml)	
	Średnica (mm)	Fr	Długość (cm)	Światło	Dystalny	Proksymalny	Dystalna	Proksymalna
1272.14	1.4	4	20	2x20G	15	15	0.26	0.26
1274.14	1.4	4	40	2x20G	6	6	0.28	0.28
1274.17	1.7	5	40	2x19G	9	9	0.30	0.30
1272.04	1,4	4	20	2x20G	15	15	0,26	0,26

Wszystkie produkty:

- nie zawierają lateksu
- nie zawierają ftalanów
- są wolne od produktów odzwierzęcych
- są sterylne, jednorazowego użytku
- są pakowane pojedynczo