



LARYNGOSKOPY SERII CALLISTO

READY TO USE • FIBRE OPTIC • SINGLE USE • EXCEPTIONAL ILLUMINATION • LED • SETS

GOTOWE DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYCIA - TECHNOLOGIA ŚWIATŁOWODOWA -
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - WYJĄTKOWE OŚWIETLENIE - LED - ZESTAWY

TIMESCO
INSTRUMENTS FOR LIFE

Seria Callisto to numer 1 w Wielkiej Brytanii wśród laryngoskopów jednorazowego użytku. Opracowana została jako naprawdę niskokosztowa alternatywa w stosunku do łyżek i rękojeści wielokrotnego użytku, o wyjątkowych parametrach zmniejszających ryzyko zakażeń krzyżowych, koszty, serwisowanie i wydatki związane z obsługą.

CECHY PRODUKTU

METALOWA SZPATUŁKA

Sztywna metalowa szpatułka w wygładzie i dotyku przypomina światłowodową łyżkę wielorazowego użytku.

WYTRZYMAŁY I BEZPIECZNY

Metalowy drążek haczykowy zapewnia wyjątkową wytrzymałość jak na jednorazową rękojeść, a dzięki dwóm łożyskom kulkowym mocowanie jest bezpieczne.

WYJĄTKOWE OŚWIETLENIE

Wysokopolerowany 4mm rdzeń akrylowy zapewnia maksymalne oświetlenie.

SZEROKI WYBÓR

Dostępne w szerokiej gamie wygodnych, gotowych do użycia zestawów, w tym Eclipse (końcówka uchylna) do uniesienia nagłośni; dla zapewnienia lepszej widoczności krtani bez potrzeby użycia nadmiernej siły.



GOTOWY DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYCIA

Fabrycznie wyposażone w alkaliczne baterie guzikowe, które można szybko i łatwo wyjąć w celu bezpiecznej ich utylizacji.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Mocna, jasna żarówka LED zapewniająca doskonałe oświetlenie przy średniej minimalnej mocy wyjściowej 11 tys. luksów, mierzonej w odległości 2 cm od żarówki.

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zawiera niewielką ilość tworzywa sztucznego w celu zmniejszenia objętości odpadów i kosztów utylizacji.

SPECYFKACJA PRODUKTU



Oznaczenie CE



Zgodny z ISO 7376



Światłowod, obsadka zielona



Produkt jednorazowego użytku



Dostarczany wraz z instrukcją w wielu językach



Nie zawiera lateksu

SERIA OBEJMUJE



Łyżki



Rękojeści



Zestawy

Produkty dostarczane w stanie czystym klinicznie, gotowe do natychmiastowego użycia.

Łyżki: 5 lat

Rękojeści: żywotność baterii 2 lata

Wysokopolerowany 4mm rdzeń akrylowy zapewnia maksymalne oświetlenie.

Sztywna metalowa szpatułka w wyglądzie i dotyku przypomina światłowodową łyżkę wielorazowego użytku.

Bezdotykowy haczyk zapobiega dotykaniu rękojeści przez łyżkę.

Dostarczane w pudełkach po 10 sztuk.

Zgodny z ISO 7376 zielony korpus z tworzywa sztucznego kompatybilny z zielonymi obsadkami rękojeści jedno- i wielorazowego użytku.

Symbol produktu jednorazowego użytku wyraźnie widoczny na odwrocie łyżki.

2 metalowe łożyska kulkowe zapewniają bezpieczne mocowanie.


MACINTOSH



Kod produktu	Opis	Wymiary *	Ilość
DS.3940.150.05	Callisto Macintosh Rozmiar 0	80mm x 13mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.150.10	Callisto Macintosh Rozmiar 1	90mm x 18mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.150.15	Callisto Macintosh Rozmiar 2	100mm x 18mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.150.20	Callisto Macintosh Rozmiar 3	130mm x 18mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.150.23	Callisto Macintosh Rozm. 3,5	144mm x 18mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.150.25	Callisto Macintosh Rozmiar 4	153mm x 18mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.150.30	Callisto Macintosh Rozmiar 5	174mm x 16mm	Opak. 10 szt.

Produkty Macintosh posiadają zakrzywioną łyżkę, którą wsuwa się do zagłębienia fałdu nagłośni i porusza w obu kierunkach w celu odsłonięcia jamy krtani i strun głosowych. Są to najbardziej popularne łyżki na


MILLER



Kod produktu	Opis	Wymiary *	Ilość
DS.3940.185.03	Callisto Miller Rozm. 00	65mm x 12mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.185.05	Callisto Miller Rozm. 0	79mm x 12mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.185.10	Callisto Miller Rozm. 1	105mm x 13mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.185.15	Callisto Miller Rozm. 2	158mm x 15mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.185.20	Callisto Miller Rozm. 3	197mm x 16mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.185.25	Callisto Miller Rozm. 4	208mm x 18mm	Opak. 10 szt.

Produkty Miller posiadają prostą łyżkę, którą wsuwa się ponad nagłośnią i porusza w obu kierunkach w celu odsłonięcia jamy krtani i strun głosowych. Najmniejsze rozmiary (00, 0 i 1) są cenione przez lekarzy do stosowania u niemowląt i małych dzieci.


ROBERTSHAW



Kod produktu	Opis	Wymiary *	Ilość
DS.3940.235.05	Callisto Robertshaw Rozm. 0	94mm x 10mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.235.10	Callisto Robertshaw Rozm. 1	112mm x 12mm	Opak. 10 szt.

Ze względu na swój niski profil łyżki Robertshaw są preferowane przez lekarzy do stosowania u niemowląt i małych dzieci.

SEWARD



Kod produktu	Opis	Wymiary *	Ilość
DS.3940.240.10	Callisto Seward Rozm. 1	107mm x 13mm	Opak. 10 szt.

Ze względu na swój niski profil łyżki Seward są preferowane przez lekarzy do stosowania u niemowląt i małych dzieci.

W tej broszurze przedstawione są tylko nasze jednorazowe światłowodowe systemy laryngoskopowe. Produkujemy także systemy laryngoskopowe wielokrotnego użytku, [Optima CLX](#) - światłowodowy z wymiennymi rdzeniami, [Sirius](#) ze stałymi rdzeniami światłowodowymi oraz Orion z naszym standardowym systemem oświetleniowym. Szczegółowe informacje na temat wszystkich tych systemów dostępne są na naszej stronie internetowej i w osobnych broszurach.

ŁYŻKI LARYNGOSKOPOWE

callisto ECLIPSE
TIMESCO™

Wysokopolerowany 4mm rdzeń akrylowy zapewnia maksymalne oświetlenie.

Dostarczane w pudełkach po 10 sztuk gdy sprzedawane osobno lub w pudełkach po 5 sztuk, gdy sprzedawane w zestawach.

Sztywna metalowa szpatułka w wyglądzie i dotyku przypomina światłowodową łyżkę wielorazowego użytku.

Bezdotykowy haczyk zapobiega dotykaniu rękojeści przez łyżkę.

Zgodny z ISO 7376 zielony korpus z tworzywa sztucznego kompatybilny z zielonymi obsadkami rękojeści jedno- i wielorazowego użytku.

Symbol produktu jednorazowego użytku w widocznym miejscu na odwrocie łyżki.

Uchylna końcówka do unoszenia nagłośni, zapewniająca lepszą widoczność krtani bez potrzeby użycia nadmiernej siły.

2 metalowe łożyska kulkowe zapewniają bezpieczne mocowanie.



ŁYŻKI CALLISTO ECLIPSE

Kod produktu	Opis	Wymiary *	Ilość
DS.3940.175.20	Callisto Eclipse Blade Rozmiar 3	130mm x 18mm	Opak. 10 szt.
DS.3940.175.25	Callisto Eclipse Blade Rozmiar 4	150mm x 18mm	Opak. 10 szt.

Metalowy drążek haczykowy zapewnia wyjątkową wytrzymałość jak na rękojeść jednorazowego użytku.

Rękojeść ta odpowiada ISO 7376 i jest kompatybilna z łyżką o zielonej obsadce.

Fabrycznie wyposażona w alkaliczne baterie guzikowe, które można szybko i łatwo wyjąć w celu bezpiecznej ich utylizacji.

Mocna, jasna żarówka LED zapewniająca doskonałe oświetlenie przy średniej minimalnej mocy wyjściowej 11 tys. luksów, mierzonej w odległości 2 cm od żarówki.

Dostarczane w pudełkach po 25 sztuk.

Zbudowana z niewielkiej ilości tworzywa sztucznego, co ogranicza objętość odpadów i koszty utylizacji.



Symbol produktu jednorazowego użytku w widocznym miejscu na podstawie rękojeści.



Medium



Compact

Kod produktu	Opis	Wymiary *	Ilość
DS.3940.480.10	Fabrycznie naładowana rękojeść Callisto, średnia	139mm x 33mm	Opak. 25 szt.
DS.3940.460.10	Fabrycznie naładowana rękojeść Callisto, kompaktowa	120mm x 29mm	Opak. 10 szt.

ZESTAWY:

ŁYŻKA CALLISTO + FABRYCZNIE NAŁADOWANA ŚREDNIA RĘKOJEŚĆ



ZESTAW:

ŁYŻKA CALLISTO MACINTOSH + FABRYCZNIE NAŁADOWANA ŚREDNIA RĘKOJEŚĆ

Kod produktu	Opis	Ilość
DS.3950.950.05	Callisto Blade Macintosh 0 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10
DS.3950.950.10	Callisto Blade Macintosh 1 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10
DS.3950.950.15	Callisto Blade Macintosh 2 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10
DS.3950.950.20	Callisto Blade Macintosh 3 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10
DS.3950.950.23	Callisto Blade Macintosh 3.5 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10
DS.3950.950.25	Callisto Blade Macintosh 4 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10
DS.3950.950.27	Callisto Blade Macintosh 5 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10



ZESTAW:

ŁYŻKA CALLISTO MILLER + FABRYCZNIE NAŁADOWANA ŚREDNIA RĘKOJEŚĆ

Kod produktu	Opis	Ilość
DS.3950.950.28	Callisto Blade Miller 00 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10
DS.3950.950.30	Callisto Blade Miller 0 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10
DS.3950.950.35	Callisto Blade Miller 1 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10
DS.3950.950.40	Callisto Blade Miller 2 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10
DS.3950.950.45	Callisto Blade Miller 3 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 10



ZESTAW:

ŁYŻKA CALLISTO ECLIPSE (z uchylną końcówką) + FABRYCZNIE NAŁADOWANA ŚREDNIA RĘKOJEŚĆ

Kod produktu	Opis	Ilość
DS.3950.953.20	Callisto Blade Eclipse Macintosh 3 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 5
DS.3950.953.25	Callisto Blade Eclipse Macintosh 4 & LED Preloaded Medium Handle	Box of 5

ZESTAWY:

ŁYŻKA CALLISTO + FABRYCZNIE NAŁADOWANA RĘKOJEŚĆ COMPACT



ZESTAW:

ŁYŻKA CALLISTO MACINTOSH + FABRYCZNIE NAŁADOWANA RĘKOJEŚĆ LED COMPACT

Kod produktu	Opis	Ilość
DS.3950.952.05	Callisto Blade Macintosh 0 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10
DS.3950.952.10	Callisto Blade Macintosh 1 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10
DS.3950.952.15	Callisto Blade Macintosh 2 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10
DS.3950.952.20	Callisto Blade Macintosh 3 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10
DS.3950.952.23	Callisto Blade Macintosh 3.5 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10
DS.3950.952.25	Callisto Blade Macintosh 4 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10
DS.3950.952.27	Callisto Blade Macintosh 5 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10



ZESTAW:

ŁYŻKA CALLISTO MILLER + FABRYCZNIE NAŁADOWANA RĘKOJEŚĆ LED COMPACT

Kod produktu	Opis	Ilość
DS.3950.952.28	Callisto Blade Miller 00 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10
DS.3950.952.30	Callisto Blade Miller 0 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10
DS.3950.952.35	Callisto Blade Miller 1 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10
DS.3950.952.40	Callisto Blade Miller 2 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10
DS.3950.952.45	Callisto Blade Miller 3 & LED Preloaded Compact Handle	Box of 10

KORZYŚCI STOSOWANIA PRODUKTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zestawy jednorazowego użytku Timesco Callisto posiadają wyjątkowe specyfikacje, ograniczając zakażenia krzyżowe, a jednocześnie obniżając koszty w stopniu uzasadniającym korzystanie z produktów jednorazowych. Zestawy zawierają łyżki i rękojeści jednorazowego użytku (z fabrycznie naładowanymi bateriami), stanowiący gotowy do natychmiastowego użycia system jednorazowego użytku, co zwiększa oszczędność czasu i wygodę.



Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania na temat rodziny produktów Callisto, znajdującymi się na naszej stronie internetowej:

www.timesco.com/frequently-asked-questions-single-use/

Kod produktu	Opis	Wymiary	Ilość
ŁYŻKI LARYNGOSKOPOWE CALLISTO MACINTOSH			
DS.3940.150.05	Callisto Macintosh Size 0	80mm x 13mm	Box of 10
DS.3940.150.10	Callisto Macintosh Size 1	90mm x 18mm	Box of 10
DS.3940.150.15	Callisto Macintosh Size 2	100mm x 18mm	Box of 10
DS.3940.150.20	Callisto Macintosh Size 3	130mm x 18mm	Box of 10
DS.3940.150.23	Callisto Macintosh Size 3.5	144mm x 18mm	Box of 10
DS.3940.150.25	Callisto Macintosh Size 4	153mm x 18mm	Box of 10
DS.3940.150.30	Callisto Macintosh Size 5	174mm x 16mm	Box of 10
ŁYŻKI LARYNGOSKOPOWE CALLISTO MILLER			
DS.3940.185.03	Callisto Miller Size 00	65mm x 12mm	Box of 10
DS.3940.185.05	Callisto Miller Size 0	79mm x 12mm	Box of 10
DS.3940.185.10	Callisto Miller Size 1	105mm x 13mm	Box of 10
DS.3940.185.15	Callisto Miller Size 2	158mm x 15mm	Box of 10
DS.3940.185.20	Callisto Miller Size 3	197mm x 16mm	Box of 10
DS.3940.185.25	Callisto Miller Size 4	208mm x 18mm	Box of 10
ŁYŻKI LARYNGOSKOPOWE CALLISTO ROBERTSHAW			
DS.3940.235.05	Callisto Robertshaw Size 0	94mm x 10mm	Box of 10
DS.3940.235.10	Callisto Robertshaw Size 1	112mm x 12mm	Box of 10
ŁYŻKI LARYNGOSKOPOWE CALLISTO SEWARD			
DS.3940.240.10	Callisto Seward Size 1	107mm x 13mm	Box of 10
ŁYŻKI LARYNGOSKOPOWE CALLISTO ECLIPSE			
DS.3940.175.20	Callisto Eclipse Blade Size 3	130mm x 18mm	Box of 10
DS.3940.175.25	Callisto Eclipse Blade Size 4	150mm x 18mm	Box of 10
RĘKOJEŚCI LARYNGOSKOPOWE CALLISTO			
DS.3940.450.10	Callisto Preloaded Handle, Medium	120mm x 39mm	Box of 25
DS.3940.490.10	Callisto Preloaded Handle, Compact	120mm x 26mm	Box of 10

Kod produktu	Opis	Wymiary	Ilość
ZESTAW: ŁYŻKA CALLISTO MACINTOSH + FABRYCZNIE NAŁADOWANA RĘKOJEŚĆ LED ŚREDNIA			
DS.3950.950.05	Callisto Blade Macintosh 0 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
DS.3950.950.10	Callisto Blade Macintosh 1 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
DS.3950.950.15	Callisto Blade Macintosh 2 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
DS.3950.950.20	Callisto Blade Macintosh 3 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
DS.3950.950.23	Callisto Blade Macintosh 3.5 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
DS.3950.950.25	Callisto Blade Macintosh 4 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
DS.3950.950.27	Callisto Blade Macintosh 5 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
ZESTAW: ŁYŻKA CALLISTO MILLER + FABRYCZNIE NAŁADOWANA RĘKOJEŚĆ LED ŚREDNIA			
DS.3950.950.28	Callisto Blade Miller 00 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
DS.3950.950.30	Callisto Blade Miller 0 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
DS.3950.950.35	Callisto Blade Miller 1 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
DS.3950.950.40	Callisto Blade Miller 2 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
DS.3950.950.45	Callisto Blade Miller 3 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 10
ZESTAW: ŁYŻKA CALLISTO ECLIPSE (z uchylną końcówką) + FABRYCZNIE NAŁADOWANA RĘKOJEŚĆ LED ŚREDNIA			
DS.3950.953.20	Callisto Blade Eclipse Macintosh 3 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 5
DS.3950.953.25	Callisto Blade Eclipse Macintosh 4 & LED Preloaded Medium Handle		Box of 5
ZESTAW: ŁYŻKA CALLISTO MACINTOSH + FABRYCZNIE NAŁADOWANA RĘKOJEŚĆ LED COMPACT			
DS.3950.952.05	Callisto Blade Macintosh 0 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10
DS.3950.952.10	Callisto Blade Macintosh 1 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10
DS.3950.952.15	Callisto Blade Macintosh 2 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10
DS.3950.952.20	Callisto Blade Macintosh 3 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10
DS.3950.952.23	Callisto Blade Macintosh 3.5 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10
DS.3950.952.25	Callisto Blade Macintosh 4 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10
DS.3950.952.27	Callisto Blade Macintosh 5 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10
ZESTAW: ŁYŻKA CALLISTO MILLER + FABRYCZNIE NAŁADOWANA RĘKOJEŚĆ LED COMPACT			
DS.3950.952.28	Callisto Blade Miller 00 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10
DS.3950.952.30	Callisto Blade Miller 0 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10
DS.3950.952.35	Callisto Blade Miller 1 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10
DS.3950.952.40	Callisto Blade Miller 2 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10
DS.3950.952.45	Callisto Blade Miller 3 & LED Preloaded Compact Handle		Box of 10

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI

Od ponad 55 lat firma Timesco wiezie prym w projektowaniu i innowacyjności produktów medycznych. Jako producent i dostawca urządzeń laryngoskopowych posiadamy najszerzy wachlarz wyrobów zaopatrując rynki w Wielkiej Brytanii i za granicą bezpośrednio i poprzez naszych dystrybutorów.

Jako firma rodzinna z siedzibą w Basildon w Anglii staramy się dostarczać produkty w najwyższym standardzie, przekraczające przyjęte na arenie międzynarodowej normy i oczekiwania klientów. Cieszymy się opinią jednej z najbardziej postępowych i innowacyjnych firm w branży. Posiadamy dedykowany zespół specjalistów zajmujących się rozwojem, skupiony w swej pracy na nieustannie zmieniających się potrzebach i postępie w praktyce klinicznej.

Zapraszamy do kontaktu z Timesco już dziś w celu uzyskania dalszych informacji lub wystąpienia z prośbą o próbki produktów.

t +44 (0)1268 297710

e sales@timesco.com

w timesco.com



ISO 13485



FDA Manufacturers
License (USA)
(Registration Number: 8021788)



SFDA
CHINA



Klasyfikacja: Produkty TIMESCO klasyfikowane są wg. Ujednoliconej Normy 90-1890-8400.

Timesco Healthcare Ltd, Timesco House 3 Carnival Park
Carnival Close Basildon Essex SS14 3WN, Anglia

T +44 (0) 1268 297 700 | **F** +44 (0) 1268 297 800

E info@timesco.com | timesco.com

TIMESCO
INSTRUMENTS FOR LIFE